

# Mascarillas

HIGIÉNICAS DE UN SOLO USO



**DEXIS**

RP MECATRÓNICA

Mascarillas higiénicas fabricadas con **100% Polipropileno** (Spun- bonded 45 gr/m2) **de un solo uso**.

**FRONTAL**



**LATERAL**



## FICHA TÉCNICA

REFERENCIA MSDNBL MASCARILLA HIGIÉNICA 19x29 BLANCA UN SOLO USO 100 UDS.(12 PQ.).

### A. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

TIPO MATERIAL 100 % P.P SPUNBOND NON WOVEN SMS

Nº DE CAPAS 1

TEST CALIDAD MASCARILLA SMS PP

Sobre los requisitos de fundamento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3, y 5.2.4, para los tipos de mascarillas I, II Y IIR

Requisitos de funcionamiento:				RESULTADOS	
		MASCARILLA QUIRÚRGICA Tipo I	MASCARILLA QUIRÚRGICA Tipo II	MASCARILLA QUIRÚRGICA Tipo IIR	MASCARILLA HIGIÉNICA (Promedio ± DS)
5.2.2.	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98	88,29 ± 3,25
5.2.3.	Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 60	81 ± 2
5.2.4.	Presión de resistencia a las salpicaduras(kPa)	No requerido	No requerido	≥ 16,0	Fallan 0 de 32

GRAMAJE 45 GR  
ANCHO SERVICIO 19 CM  
LARGO SERVICIO 29 CM  
PESO P.P. 2.2 GR TOLERANCIA MIN/MAX +/- 2%  
UNIDADES / CAJA 1200 UD

### B. CARACTERÍSTICAS EMPAQUETADO (CAJA)

UNIDADES / CAJA 1200 UD  
PESO P.P. 2.640 GR  
PESO CAJA 395 GR  
PESO PLÁSTICO 85 GR  
PESO TOTAL CAJA 3.120 GR

### C. CARACTERÍSTICAS CAJA

LARGO 41 CM  
ANCHO 32 CM  
ALTO 18 CM  
OBSERVACIONES CAJA MARRON IMPRESA.

### D. PALETIZADO

CAJAS / PALETIZADO 20  
PALET 80x120



# MASCARILLA HIGIÉNICA

Fabricado en España



## RECOMENDACIONES DE USO




LAVARSE LAS MANOS  
ANTES DE  
TOCAR LA MASCARILLA




LOCALIZAR EL CENTRO  
DE LA MASCARA Y  
COLOCARLA EN EL  
PUENTE DE LA NARIZ




ASEGURAR LAS CINTAS  
DETRÁS DE LA CABEZA  
Y SOBRE EL CUELLO



CUBRIR LA BOCA Y  
LA NARIZ  
COMPLETAMENTE



QUÍTESE LA MÁSCARA  
POR DETRÁS DESATANDO  
LOS CORDONES CON  
LAS MANOS LIMPIAS



TIRAR LA MÁSCARA  
EN UN CONTENEDOR  
CERRADO SIN TOCAR  
LA PARTE DELANTERA



MÁSCARA HIGIÉNICA  
COLOCADA  
CORRECTAMENTE



NO TOQUE LA MÁSCARA  
MIENTRAS LA USA, SI LO  
HACE LAVE LAS MANOS



REEMPLACE LA MÁSCARA  
SI SE HUMEDECE  
Y NO LA REUTILICE